

## Anticorpo Monoclonale Cdk1/2 Rabbit Polymab® Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06493/P24941

Numero articolo: CM0006408



### introduzione

CDK1/2 Rabbit Polymab® è un anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si targeting CDK1/CDK2, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | CDK1/2 Rabbit PolymAb®                                                                                                   |
| Osservazioni/Alias  | CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDKN2; p33(CDK2)                                                                                  |
| Specie              | Umano                                                                                                                    |
| ID Gene (Umano)     | 983/1017                                                                                                                 |
| ID Gene             | 983/1017                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 199-298 di CDK1/2 umano (P24941) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                    |
| Applicazione        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umano, Topo                                                                                                              |
| SWISS               | P06493/P24941                                                                                                            |
| Peso proteico       | 34kDa                                                                                                                    |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                       |