

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Cdk4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11802

Numero articolo: CM0006590



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che bersaglia la proteina umana CDK4 (PSK-J3). Convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni umani, di topo e ratto. Rileva una proteina di 34 kDa. Ideale per studi sul ciclo cellulare, sul cancro e sulla via di segnalazione RB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDK4 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CMM3; PSK-J3; CDK4
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	1019
GeneID	1019
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-303 di CDK4 umano (NP_000066.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11802
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio