

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdk4 [Validato Ko] Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P11802

Numero articolo: CM0020958



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CDK4, validato KO, per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva CDK4 umano, murino e di ratto. Immunogeno costituito da un peptide sintetico (aa 204-303). Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDK4 pAb di coniglio [validato KO]
Note/alias	CMM3; PSK-J3; K4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1019
GeneID	1019
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 204-303 del CDK4 umano (NP_000066.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P11802
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante