


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdk5Rap3 Per Wb Ed Elisa - Q96Jb5

Numero articolo: CM0018565



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDK5RAP3 (C53/IC53/LZAP), validato per WB ed ELISA in campioni umani; riconosce un adattatore di ufmilazione e regolatore del ciclo cellulare di 57 kDa; ideale per la ricerca sul riciclo dei ribosomi e sulla segnalazione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDK5RAP3 pAb di coniglio
Note/Alias	C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	80279
ID del gene	80279
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della CDK5RAP3 umana (NP_788276.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96JB5
Peso della proteina	57 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante