

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdk9 Per Wb Ed Elisa - P50750

Numero articolo: CM0013116



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDK9, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi sulla regolazione della trascrizione, sul ciclo cellulare e sulla modificazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDK9 pAb di coniglio
Note/Alias	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1025
GeneID	1025
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 153-372 della CDK9 umana (NP_001252.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P50750
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante