


Cdkn2A/P16Ink4A Coniglio Pab Per Wb, Elisa - P42771 / Q8N726

Numero articolo: CM0017794



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a CDKN2A/p16INK4a umano, validato per WB ed ELISA. Adatto per studi sul ciclo cellulare e soppressore tumorale. Riconosce multiple isoforme (8-17 kDa). Reagisce con l'essere umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDKN2A/p16INK4a Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; CDKN2A/p16INK4a
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1029
GeneID	1029
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-156 di CDKN2A/p16INK4a umano (NP_000068.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P42771/Q8N726
Peso Proteico	8kDa/11kDa/12kDa/13kDa/16kDa/17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio