

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdv3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uky7

Numero articolo: CM0020070

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CDV3 adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva la proteina CDV3 umana, di topo e di ratto. Prodotto contro un peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 150-250 della CDV3 umana. Per uso di ricerca nel cancro al seno e nella biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-CDV3
Note/Alias	H41; CDV3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55573
ID Gene	55573
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 150-250 della CDV3 umana (NP_060018.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UKY7
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio