

Anticorpo Policlonale Coniglio Cdx1 Per Wb, Elisa - P47902

Numero articolo: CM0026222



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CDX1 validato per Western blot (WB) e ELISA con reattività umana e murina. Ideale per studiare la regolazione trascrizionale nell'epitelio intestinale e nei modelli di cancro coloretale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDX1 Rabbit pAb
Note/Alias	CDX1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1044
GeneID	1044
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 136-265 della CDX1 umana (NP_001795.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P47902
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio