

Anticorpo Policlonale Coniglio Ceacam7 Per Wb E Elisa - Q14002

Numero articolo: CM0025183



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting CEACAM7 (CGM2) per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare nell'epitelio del colon e nel cancro del colon-retto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CEACAM7 Rabbit pAb
Note/Alias	CGM2; CEACAM7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1087
GeneID	1087
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-242 di CEACAM7 umano (NP_008821.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q14002
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio