

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Cend1 Per Wb, If-P, Elisa - Q8N111

Numero articolo: CM0012112

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio CEND1 convalidato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla differenziazione neuronale. UniProt Q8N111.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb CEND1 di coniglio
Note / Alias	BM88; CEND1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51286
GeneID	51286
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-149 della CEND1 umana (NP_057648.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N111
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio