

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cend1 Per Wb, Elisa - Q8N111

Numero articolo: CM0022273

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CEND1 umano (BM88), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con le proteine omologhe di topo e ratto. Ideale per lo studio della differenziazione neuronale e dell'uscita dal ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CEND1 Rabbit pAb
Note/Alias	BM88; CEND1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	51286
GeneID	51286
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-123 di CEND1 umano (NP_057648.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8N111
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante