

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cenpe Per Wb, Elisa - Q02224

Numero articolo: CM0022388



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CENPE validato per WB ed ELISA, reattivo con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della congressione cromosomica e della segnalazione del checkpoint mitotico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CENPE Rabbit pAb
Note/Alias	KIF10; CENP-E; MCPH13; PPP1R61; CENPE
Specie	Umano
GeneID (umano)	1062
GeneID	1062
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2542-2701 del CENPE umano (NP_001804.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q02224
Peso della proteina	316 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante