

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Cep290 Per Wb, Elisa - O15078

Numero articolo: CM0024689

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la proteina CEP290 umana (290 kDa), una proteina centrosomica chiave nella formazione delle ciglia. Convalidato per Western blot e ELISA, supporta la ricerca sulle ciliopatie e la biologia del centrosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CEP290 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CT87; MKS4; POC3; rd16; BBS14; JBTS5; LCA10; NPHP6; SLSN6; 3H11Ag; CEP290
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	80184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 950-1050 della CEP290 umana (NP_079390.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	O15078
Peso proteico	290kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio