

Ces3 Coniglio Pab - Q6Uww8

Numero articolo: CM0029225

introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità CES3 coniglio, validato per applicazioni WB ed ELISA. Rileva la CES3 endogena in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare la detossificazione degli xenobiotici e l'attivazione dei profarmaci in fegato, colon e intestino tenue.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CES3 Coniglio pAb
Note/Alias	ES31; CES3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23491
GeneID	23491
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 269-568 della CES3 umana (NP_001172106.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6UWW8
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio