

Anticorpo Policlonale Cga Per Coniglio Per Wb E Elisa - P01215

Numero articolo: CM0017359



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CGA umana (catena alfa delle glicoproteine ormonali; ~13 kDa). Validato per Western blot e ELISA. Rileva la subunità alfa condivisa di TSH, LH, FSH e CG per la ricerca endocrina e riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CGA Rabbit pAb
Note/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; CGA
Specie	Umana
GeneID (umano)	1081
GeneID	1081
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01215
Peso proteico	13 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio