


Mab Di Coniglio Anti-Cgrp Per Wb, Elisa - P06881

Numero articolo: CM0007307



introduzione

Il mAb di coniglio anti-CGRP di CamelBio è un anticorpo monoclonale per WB ed ELISA, diretto contro il peptide correlato al gene della calcitonina 1 umano (SWISS: P06881). Il CGRP è un ormone vasodilatatore coinvolto nelle funzioni cardiovascolari e neuronali. Ideale per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CGRP
Note/Alias	CT; KC; PCT; CGRP; CALC1; CGRP1; CGRP-I; CGRP-alpha
Specie	Umano
ID del gene (umano)	796
ID del gene	796
Immunogeno	Peptide sintetico (un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 25-125 del CGRP umano (NP_001029125.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P06881
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante