

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Chdh Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Ne62

Numero articolo: CM0009076

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio CHDH validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Mira alla colina deidrogenasi mitocondriale (65 kDa) per studi di autofagia e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio CHDH
Note/Alias	CHDH
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55349
ID Gene	55349
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 245-594 di CHDH umano (NP_060867.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NE62
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio