

Chmp7 Coniglio Pab - Q8Wux9

Numero articolo: CM0017029

introduzione

Anticorpo policlonale CHMP7 validato per WB, ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina ESCRT-III con funzione di sigillatura dell'involucro nucleare. Ideale per studi sulla divisione cellulare e sul sorting endosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	CHMP7 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CHMP7
Specie	Umano
GenelD (Umano)	91782
GenelD	91782
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WUX9
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio