

Chrna10 Coniglio Pab - Q9Gzz6

Numero articolo: CM0029362

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CHRNA10 umano, una subunità del recettore nicotinico dell'acetilcolina neuronale. Validato per Western blot ed ELISA. Ideale per studiare la trasmissione sinaptica uditiva, l'adesione dei cheratinociti e la segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CHRNA10 Coniglio pAb
Note/Alias	CHRNA10
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	57053
ID Gene	57053
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-240 di CHRNA10 umano (NP_065135.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9GZZ6
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio