


Anticorpo Policlonale Coniglio Cited2 Per Wb E Elisa - Q99967

Numero articolo: CM0020003



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CITED2 validato per Western blotting e ELISA. Rileva la proteina CITED2 umana, reagisce incrociato con ratto, peso molecolare previsto 28kDa. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale e della biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CITED2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ASD8; MRG1; VSD2; MRG-1; P35SRJ; CITED2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10370
GeneID	10370
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di CITED2 umano (NP_001161860.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q99967
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio