


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Citrullina-Istone H3 (Citrullinazione R8) (Q16695/P68431) Per Wb, Db, Elisa

Numero articolo: CM0000078



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'Istone H3 citrullinato all'arginina 8 (R8). Validato per Western blot, dot blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con specie umana e altre (ampia reattività prevista). Ideale per studi epigenetici e sulla citrullinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Citrullina-Istone H3-R8
Note/Alias	H3t, H3.4, H3/g, H3FT, H3C16, HIST3H3
Specie	Umana
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico citrullinato intorno a R8 dell'Istone H3 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi per Modifiche Post-Traduzionali
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Altre (Ampia Gamma Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecolare Proteina	15 kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio