

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Claudin18.2 Per Ihc-P, Elisa - P56856

Numero articolo: CM0003728

introduzione

Specifico per l'isoforma CLDN18.2 umana, questo anticorpo monoclonale di coniglio è validato per applicazioni IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca sulle giunzioni strette, studi su tessuti gastrici e polmonari e sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Claudin18.2
Note/Alias	SFTA5; SFTPJ; Claudin18.2
Specie	Umano
ID Gene	51208
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di CLDN18.2 umano (P56856-2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P56856
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio