

Cldn18 Coniglio Pab - P56856

Numero articolo: CM0029971

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio affidabile contro Claudin-18 umano, convalidato per WB e ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto, ideale per la ricerca sulle giunzioni strette, sul polmone e sullo stomaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CLDN18 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SFTA5; SFTPJ; CLDN18
Specie	Umano
GenelD (Umano)	51208
GenelD	51208
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-261 di CLDN18 umano (NP_057453.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P56856
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio