


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Clon2 Per Wb Ed Elisa - P57739

Numero articolo: CM0014065



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CLDN2 validato per WB ed ELISA in specie umana, murina e di ratto. Ha come bersaglio la Claudina-2, una proteina delle giunzioni strette coinvolta nella permeabilità paracellulare. Ideale per la ricerca sulla barriera epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CLDN2 pAb di coniglio
Note/Alias	OAZON; claudina-2; CLDN2
Specie	Umana
ID gene (umano)	9075
ID gene	9075
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	P57739
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante