

Anticorpo Policlonale Cldn4 Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14493

Numero articolo: CM0014896



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio contro CLDN4 umana, validato per Western blot, IHC su paraffina e ELISA. Riconosce la Claudina-4, una proteina delle giunzioni serrate coinvolta nella permeabilità al cloruro. Ideale per l'approvvigionamento di materie prime per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLDN4 Rabbit pAb
Note/Alias	CPER; CPE-R; CPETR; CPETR1; WBSCR8; hCPE-R; CLDN4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1364
GeneID	1364
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 109-209 di CLDN4 umana (NP_001296.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O14493
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio