

Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Gasdermin B Cleavata (Terminale C) Per Wb E Elisa - Q8Tax9

Numero articolo: CM0007704



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio per Gasdermin B cleavata (Terminale C) per Western blot e ELISA. Validato su campioni umani, mirando al frammento C-terminale dopo la clivaggio mediata da granzima. Ideale per la ricerca sulla piroptosi e la morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Gasdermin B Cleavata (Terminale C) mAb Coniglio
Note/Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Gasdermin B Cleavata (Terminale C)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55876
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente ai residui circostanti Ser245 della Gasdermin B umana (NP_001159430.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q8TAX9
Peso Proteico	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio