

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Gasdermin B Clivato Per Wb E Elisa - Q8Tax9-6

Numero articolo: CM0019435

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio per Gasdermin B clivato validato per WB e ELISA. Bersaglia la Gasdermin B umana, una proteina porogena che mediano la piroptosi. Ideale per ricerche su morte cellulare e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio per Gasdermin B clivato
Note / Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Cleaved Gasdermin B
Specie	Umana
Gene ID	55876
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-300 della Gasdermin B clivata umana. (NP_001159431.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q8TAX9-6
Peso proteico	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio