


Cleaved Gasdermin D (C-Terminale) Rabbit Mab - Q9D8T2

Numero articolo: CM0009577



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Cleaved Gasdermin D (C-Terminale) (Mouse) per WB, IP, ELISA. Mirna alla regione C-terminale della gasdermina-D, un mediatore chiave della piroptosi. Ideale per la ricerca sull'infammasoma e sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Cleaved Gasdermin D (C-Terminale) Rabbit mAb
Note/Alias	DFSL; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	79792
Gene ID	69146
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 277-376 della Cleaved Gasdermin D (C-Terminale) di mouse (NP_081236.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q9D8T2
Peso Proteico	53 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio