


Cleaved Gasdermin D (Gly276) Rabbit Mab Per Wb, Elisa - P57764

Numero articolo: CM0009338



introduzione

Cleaved Gasdermin D (Gly276) Rabbit mAb per WB e ELISA. Reagisce con Gasdermin D umano. Ideale per la ricerca sulla piroptosi e sull'infammasoma. Anticorpo monoclonale da immunogeno peptidico sintetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Cleaved Gasdermin D Gly276 Rabbit mAb
Note/Alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79792
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente ai residui circostanti Asp276 di Gasdermin D umano (NP_079012.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P57764
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio