


Mab Di Coniglio Anti-IL-18 Clivata (Tyr37) Per Wb - Q14116

Numero articolo: CM0007646



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'IL-18 umana clivata in corrispondenza di Tyr37, validato per Western blot. Rileva una banda di 22 kDa. Ideale per la ricerca sulle citochine pro-infiammatorie e gli studi sulla piroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL-18 clivata (Tyr37)
Note/Alias	IL-18 matura; IL-18 clivata (Tyr37)
Specie	Umana
GeneID (umana)	3606
GeneID	3606
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente ai residui circostanti Tyr37 dell'IL18 umana (NP_001553.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q14116
Peso della proteina	22KDa
Spedizione	Borsa refrigerante