

Cleaved Parp (Asp214) Anticorpo Policlonale Di Coniglio - Q921K2

Numero articolo: CM0018737

introduzione

L'anticorpo policlonale Cleaved PARP (Asp214) di coniglio rileva la forma scissa specifica dell'apoptosi di PARP in campioni murini. Validato per WB ed ELISA, questo anticorpo policlonale è diretto contro gli amminoacidi 201-300.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Prodotto	Note/Alias	Specie	ID Gene	Immunogeno	Sorgente	Categoria	Applicazione	Reattività Incrociata	SWISS	Peso Proteico	Spedizione
Cleaved PARP (Asp214) Anticorpo Policlonale di Coniglio	PARP; PPOL; ARTD1; Adprp; Adprt1; msPARP; parp-1; sPARP-1; 5830444G22Rik; Cleaved PARP (Asp214)	Topo	11545	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 201-300 di PARP di topo (Asp214) (NP_031441.2)	Coniglio	Anticorpi Policlonali	WB, ELISA	Topo	Q921K2	113kDa	Sacchetto refrigerante