


Anticorpo Policlonale Rabbit Cleaved Parp1 P25 Per Wb E Elisa - P09874

Numero articolo: CM0026600



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro il frammento p25 clivato di PARP1 umana, adatto per Western blot (WB) e ELISA. Riconosce specificamente PARP1 umana, un enzima chiave nella riparazione del DNA e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Cleaved PARP1 p25 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Specie	Umana
ID gene (umano)	142
ID gene	142
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Rabbit (coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P09874
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio