

Clec2B Coniglio Pab - Q92478

Numero articolo: CM0019977

introduzione

Anticorpo policlonale CLEC2B da coniglio (Q92478) validato per WB e ELISA. Rileva la CLEC2B umana, cross-reagisce con il ratto. Ideale per la ricerca sulla citotossicità mediata dalle cellule NK e la regolazione dei checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CLEC2B Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	AICL; IFNRG1; CLECSF2; HP10085; CLEC2B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9976
ID Gene	9976
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-120 della CLEC2B umana (NP_005118.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q92478
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio