


CLIC3 Rabbit Pab - 095833

Numero articolo: CM0017459



introduzione

CLIC3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA, con reattività contro CLIC3 umano, di topo e di ratto (27kDa). È adatto per lo studio delle funzioni del canale intracellulare del cloruro e dell'angiogenesi tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CLIC3 Rabbit pAb
Note/Alias	CLIC3
Specie	Umana
GeneID (umano)	9022
GeneID	9022
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 87-236 di CLIC3 umano (NP_004660.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095833
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio