


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro La Catena Alfa Della Clusterina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P10909

Numero articolo: CM0017915



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la catena alfa della Clusterina umana (CLU/APOJ/CLI). Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi, sulle chaperonine e sul sistema del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio contro la catena alfa della Clusterina
Note/alias	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; catena alfa della Clusterina
Specie	Umana
GenelD (umano)	1191
GenelD	1191
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 314-449 della catena alfa della Clusterina umana (NP_001822.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P10909
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante