


Anticorpo Policlonale Coniglio Cmpk1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P30085

Numero articolo: CM0025776



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CMPK1 di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, IP e ELISA. Riconosce la UMP-CMP chinasi umana e murina, coinvolta nella biosintesi delle pirimidine. Ideale per la ricerca sul metabolismo nucleotidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CMPK1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CK; CMK; UMK; CMPK; UMPK; UMP-CMPK; CMPK1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	51727
GeneID	51727
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 69-228 della CMPK1 umana (NP_057392.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P30085
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio