

Mab Di Coniglio Cnap1 Per Wb E Elisa - Q15021

Numero articolo: CM0012461

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio CNAP1 (CAP-D2/hCAP-D2) di alta qualità validato per WB e ELISA. Rileva la subunità 1 del complesso condensin umano e murino. Ideale per la ricerca sulla mitosi e sulla condensazione cromosomica. 157 kDa, immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CNAP1 Rabbit mAb
Note/Alias	CNAP1; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9918
GeneID	9918
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di CNAP1 umano (Q15021)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q15021
Peso proteico	157 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio