

Cntn4 Rabbit Mab Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwv2

Numero articolo: CM0011285

introduzione

CNTN4 Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale di coniglio per WB, IHC-P ed ELISA, per il rilevamento di CNTN4 (Contactin-4) umano, murino e ratto. Esso è mirato a una molecola di adesione cellulare neuronale coinvolta nella crescita delle neuriti e nella formazione delle sinapsi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CNTN4 Rabbit mAb
Note/Alias	AXCAM; BIG-2; CNTN4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	152330
ID Gene	152330
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 800-900 di CNTN4 umano (Q8IwV2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8IwV2
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio