

Anticorpo Policlonale Coniglio Cntn6 Per Wb E Elisa - Q9Uq52

Numero articolo: CM0014679

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CNTN6 umano (Contactin-6, NB-3). Validato per Western blot e ELISA. Ideale per investigare lo sviluppo del sistema nervoso, la generazione degli oligodendrociti e la segnalazione Notch. - Q9UQ52

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CNTN6 pAb coniglio
Note/Alias	NB3; CNTN6
Specie	Umano
GeneID (umano)	27255
GeneID	27255
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-110 del CNTN6 umano (NP_055276.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UQ52
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio