

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Il Coenzima Nad Per Db Ed Elisa

Numero articolo: CM0000008

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio contro il coenzima NAD (A21047) è specie-indipendente e adatto per DB ed ELISA. È progettato per l'uso nella ricerca per il rilevamento del coenzima NAD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro coenzima NAD
Specie	Specie-indipendente
GeneID	CAS:53-84-9
Immunogeno	Composti chimici NAD
Fonte	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Specie-indipendente
Spedizione	Borsa di ghiaccio