

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Il Coenzima Nad Per Db Ed Elisa - Nad

Numero articolo: CM0023501

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il coenzima NAD, adatto per applicazioni ELISA e dot blot (DB). La reattività indipendente dalla specie consente un'ampia rilevazione del NAD in diversi campioni biologici. Ideale per la ricerca sul metabolismo e sul redox.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coenzyme NAD Rabbit pAb
Immunogeno	Composti chimici NAD
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio