


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Col2A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02458

Numero articolo: CM0012828



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta affinità per COL2A1, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca in biologia della cartilagine e sviluppo scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio COL2A1 (pAb)
Osservazioni/Alias	AOM; ANFH; SEDC; STL1; COL11A3; COL2A1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1280
ID Gene	1280
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1220-1282 di COL2A1 umano (NP_001835.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02458
Peso Proteico	142 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio