

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Col4A6 Per Wb, Elisa - Q14031

Numero articolo: CM0022536

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio COL4A6 convalidato per WB e ELISA. Rileva il COL4A6 umano e presenta reazione crociata con il ratto. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare e sulla membrana basale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COL4A6 Rabbit pAb
Annotazioni / Sinonimi	DFNX6; DELXq22.3; CXDELq22.3; COL4A6
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	1288
GenelD	1288
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1575-1691 del COL4A6 umano (NP_001838.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q14031
Peso proteico	164 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio