

Anticorpo Policlonale Coniglio Col9A2 Per Wb, Elisa - Q14055

Numero articolo: CM0019012



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio COL9A2 (Q14055) prodotto contro un peptide sintetico della catena alfa-2(IX) del collagene umano. Adatto per WB ed ELISA con campioni umani e di ratto. Ideale per lo studio della biologia della cartilagine, del vitreo e della matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COL9A2 pAb coniglio
Note/Alias	MED, EDM2, STL5, DJ39G22.4, COL9A2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1298
Gene ID	1298
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 600-689 del COL9A2 umano (NP_001843.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q14055
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio