

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Col9A3 Per Ihc-P Ed Elisa - Q14050

Numero articolo: CM0029381



introduzione

COL9A3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale sviluppato in coniglio contro un frammento proteico ricombinante umano di COL9A3. Validato per IHC-P ed ELISA con reattività crociata murina, supporta la ricerca sul collagene IX nei tessuti cartilaginei e oculari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COL9A3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IDD, MED, EDM3, STL6, DJ885L7.4.1, COL9A3
Specie	Umano
GeneID (umano)	1299
GeneID	1299
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 445-684 di COL9A3 umano (NP_001844.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q14050
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio