


Anticorpo Policlonale Coniglio Colgalt1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbj5

Numero articolo: CM0019629



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio COLGALT1 convalidato per WB, IF/ICC, ELISA in Umano, Mouse, Ratto. Mirà alla procollagene galattosiltransferasi 1 per studi sulla glicosilazione del collagene e sulla formazione dell'elica tripla.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COLGALT1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	BSVD3; GLT25D1; ColGalT 1; COLGALT1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	79709
ID Gene	79709
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-230 del COLGALT1 umano (NP_078932.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8NBJ5
Peso di proteina	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio