


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Collagene Iv Per Wb, If/Icc, Elisa - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

Numero articolo: CM0012451



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il collagene IV umano (COL4A1,2,3,4), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Ideale per la ricerca sulla membrana basale e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-collagene IV
Note/alias	ATS2; ATS3; BFH2; ATS3A; ATS3B; BSVD; BSVD1; RATOR; PADMAL; COL4A1s
Specie	Umano
GeneID (umano)	1285/1282/1284/1286
GeneID	1285/1282/1284/1286
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1555-1669 del collagene IV umano (NP_000082.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
Peso della proteina	162 kDa/161 kDa/168 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante