


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti Complemento C3 Per Wb, Elisa - P01027

Numero articolo: CM0005745



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il Complemento C3 murino (P01027) per Western blot e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Validato per l'uso nella ricerca sull'immunità innata e sugli studi della via del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Complemento C3 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	ASP; P1p; HSE-MSF; Complemento C3
Specie	Topo
GeneID (Umano)	718
GeneID	12266
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P01027
Peso proteico	186kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio