

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Complemento C3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01024

Numero articolo: CM0028826



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al complemento C3 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Complemento C3 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; Complemento C3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	718
ID Gene	718
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P01024
Peso proteico	187kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio