

Coniugato Aif1/Iba1 Rabbit Mab - O70200(Mouse),P55008(Human)

Numero articolo: CM0010568

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting AIF1/IBA1 (fattore infiammatorio 1 da allotrapianto), validato per applicazioni WB e IF-P con cross-reattività verso umano, topo e ratto. Adatto per immunosaggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniugato AIF1/IBA1 Rabbit mAb
Note/Alias	G1, Iba1, AIF-1, D17H6S50E
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	199
Gene ID (Mouse)	11629
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di AIF1/IBA1 di topo (O70200)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O70200 (mouse), P55008 (Umano)
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio